



HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL

Le 22 juin 2009

Bulletin No 4

L'INFOLAB

NOTE DE SERVICE

Disponibilité des analyses de l'acide urique et de la gamma-GT en STAT

Dans le but d'améliorer le service les examens sériques de l'acide urique et de la gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) sont maintenant disponibles 24 heures / 7 jours. De plus, ces tests peuvent dorénavant être commandés en STAT dans le système informatique des laboratoires (CoStar). La paramétrisation nécessaire pour implanter cette amélioration cause toutefois un bris dans l'historique des résultats des patients pour ces tests. Cependant, les résultats antérieurs à la modification demeurent toujours disponibles à l'interrogation.

Utilisation obligatoire des Milieux de transport pour Culture de selles et pour Recherche de parasites dans les selles

Dans un souci constant d'amélioration et pour optimiser les résultats de Cultures de selles et de Recherche de parasites dans les selles, des contenants avec milieux de transport devront être utilisés en tout temps. Ceci nous permettra d'optimiser le recouvrement des bactéries et parasites. Sans ces milieux de transport, le taux de recouvrement est sous-optimal.

Nous vous demandons, à partir de maintenant, d'utiliser les milieux de transport suivants, selon l'analyse demandée :

Culture de selles : Milieu Carey Blair (Para-Pak Enteric Plus Transport System)
(SELAB) # SAP 2003550320

Recherche de parasites dans les selles : Milieu SAF
(SELAP) # SAP 2003550292

Pour votre information, la Recherche de Clostridium difficile (SELAV) n'a pas changé et requiert toujours l'utilisation du même contenant, sans milieu de transport. Cette procédure doit être suivie aussi bien par notre clientèle interne que notre clientèle externe.

Pour vous permettre de vous familiariser avec cette demande, les spécimens reçus sans milieu de transport seront acceptés pour une période d'un mois avec une note, au niveau du résultat, indiquant l'absence du milieu de transport nécessaire.

Par la suite, les spécimens reçus sans milieu de transport seront rejetés avec le commentaire : « Absence du milieu de transport requis. Analyse refusée. Veuillez soumettre un nouveau spécimen avec le milieu de transport requis ».

Centre affilié
universitaire suprarégional

PAVILLON PRINCIPAL
5400, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H4J 1C5

PAVILLON ALBERT-PRÉVOST
6555, boul. Gouin Ouest
Montréal (Québec) H4K 1B3

Téléphone: (514) 338-2222
www.hscm.ca

Mireille Laberge
Coordonnatrice administrative du département de biologie médicale

Wolfgang Schneider
Chef de service clinique de biochimie